

pBR322/ HaeIII Marker DNA

Beschreibung Der Verdau des Plasmids pBR322 mit *HaeIII* liefert 22 Fragmente

Konzentration: 0,2 µg/ µl


Fragmentgrößen (bp) 587, 540, 502, 458, 434, 267, 234, 213, 192, 184, 124, 123, 104, 89, 80, 64, 57, 51, 21, 18, 11, 8

Anzahl der Fragmente 22

Lagerungspuffer 10mM Tris-HCl (pH 7.8), 10mM NaCl, 1mM EDTA.

Lagerung -20°C

Auftragsvolumen Die empfohlene Auftragsmenge pro Spur im Agarosegel beträgt 0,4 – 0,6µg.



1,7% Agarose

Kat#	Verp.-Größe	Preis, Euro
312005	0,05mg	
312025	0,25mg	

Version AS01.06.1

Bioron GmbH

Contact: Phone: +49-(0)-621- 5720 915 Fax:+49-(0)-621-5720 916

E-Mail: info@bioron.net

NET: www.bioron.net