

pBr322 / Alu I Marker

Beschreibung Der Verdau des Plasmids pBR322 mit *HaeIII* liefert 9 Fragmente

Konzentration 0,2 µg/ µl


Fragmentgrößen (in bp) 908; 659; 656; 521; 403; 281; 257; 226; 100

Anzahl der Fragmente 9

Lagerungspuffer 10mM Tris-HCl (pH 7.8), 10mM NaCl, 1mM EDTA.

Lagerung -20°C.

Auftragsvolumen Die empfohlene Auftragsmenge pro Spur im Agarosegel beträgt 0,4 – 0,6µg.



Version AS01.06.1

Bioron GmbH

Contact: Phone: +49-(0)-621- 5720 915 Fax:+49-(0)-621-5720 916

E-Mail: info@bioron.net

NET: www.bioron.net